

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La balanza digital REYBAL, es ampliamente utilizada para medir la altura y el peso de personas en empresas, escuelas, hospitales, clínicas e instalaciones deportivas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: para medir la altura y el peso de personas.
- ✓ 300 kilos x 100 gr
- ✓ Regla de talla de 0.60 m x 2.00 m
- ✓ Pintura electrostática
- ✓ Plataforma de acero inoxidable
- ✓ 280 x 380 mm
- ✓ Protector antideslizante
- ✓ Regulador de nivel de base
- ✓ Nombre comercial: Balanza digital con tallimetro.

