

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

El modelo básico de seca transmite sus cualidades a primera vista: con una forma clásica y clara y un recubrimiento de alta calidad que proporciona una sensación muy agradable durante el pesaje. Tan agradable como la fácil lectura que ofrece su pantalla de extraordinarias dimensiones. Transmisión de datos a dispositivos iOS y Android vía Bluetooth.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

<b>Capacidad:</b>	150 kg, 330 lbs
<b>División (g):</b>	100 g
<b>Alimentación:</b>	Batería
<b>Dimensiones (AxAxP):</b>	316 x 37 x 326 mm
<b>Peso neto:</b>	1,5 kg
<b>Funciones:</b>	Medición móvil, Auto-HOLD, conmutación kg/lbs/sts, Tip on (función de conexión automática al tacto), desconexión automática
<b>CE:</b>	CE
<b>Nombre comercial:</b>	Balanza digital

