

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Es ampliamente utilizada para medir la altura y el peso de personas en empresas, escuelas, hospitales, clínicas e instalaciones deportivas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Soporta 200 kilos.
 - ✓ Barra cromada.
 - ✓ Lectura por ambos lados.
 - ✓ Kilos y gramos.
 - ✓ Regulador de cero.
 - ✓ Regla de talla de 0.60 x 2.00 m.
 - ✓ Pintura electrostática.
 - ✓ Plataforma de acero inoxidable de 280 x 380 mm.
 - ✓ Protector antideslizante.
 - ✓ Regulador de nivel de base.
- Nombre comercial: Balanza mecánica con tallimetro.

