

Diseñado para las necesidades de médicos y enfermeras en los hospitales, el Doppler de mesa SD5 integra una pantalla informativa LCD, proporcionando un valor preciso para examinar el embarazo precoz que se inicia a partir de la semana 10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pantalla llamativa LCD de 62mm x 44 mm, resolución 128x64
- ✓ Cálculo de la frecuencia cardíaca fetal exacta
- ✓ Rango de medición de la Frecuencia Fetal: 50 a 210 bpm; Resolución: 1 bpm; Precisión: ± 3 bpm
- ✓ Transductor de 2 MHz
- ✓ Cuenta con grabación de 240 s
- ✓ Tiene luz de fondo el cual se puede activar o desactivar.
- ✓ Doble altavoces de alta fidelidad
- ✓ Salida de Potencia del audio es de 2W
- ✓ Conector para audífono 3.5mm
- ✓ Batería de Ni-MH de larga duración recargable para un trabajo continuo de aprox. 10h.
- ✓ Apagado automático de la señal
- ✓ Diseño portátil y ligero

MEDIDAS Y PESO DEL DOPPLER FETAL SD5:

- ✓ Dimensiones de la unidad principal: 26,5 x 15,5 x 18 cm
- ✓ Dimensiones del transductor: 14 x 4 x 3.2cm
- ✓ Peso unidad principal: 1,7 kg (incluye batería y transductor)
- ✓ Peso del transductor: 120 g

