

Ideal para escuchar los latidos fetales, fácil manejo y traslado, portátil ideal para consultorios.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Diseño ergonómico, compacto y liviano.
- ✓ con luz de fondo en la pantalla.
- ✓ indicador de nivel de Batería.
- ✓ Parlante incluido.
- ✓ Precisión de la medición de la Fetocardia, ofreciendo un sonido más claro.
- ✓ Transductor Ultrasónico a prueba de agua e intercambiable hasta 6 horas de operación continua.
- ✓ con función de auto apagado para el ahorro de energía.
- ✓ Apagado automático después de 1 minuto de no señal.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ PANTALLA LCD
  - Dimensiones: 45mm x 24mm.
  - Luz de fondo : AZUL
- ✓ ULTRASONIDO
  - Modo de trabajo: Ondas Continuas.
  - Frecuencias: 2MHz
  - Transmisión de energía : < 10mW/cm<sup>2</sup>
  - Rango FHR: 50 - 210 bpm.
- ✓ AUDIO
  - Energía de la salida del audio : 1W
- ✓ AMBIENTE DE OPERACIÓN
  - Temperatura para Operación : 5 - 40°C
- ✓ FUENTE DE ALIMENTACIÓN
  - Alimentación: 2 pilas AA.
  - Horas de Operación Continua: 4 Horas.

