

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La ecografía Doppler obstétrica es una forma de evaluación ultrasonográfica, que se utiliza para valorar el flujo de sangre en las arterias y venas más importantes tanto de la madre (arterias uterinas) como del bebé (arterias cerebral, umbilical y ductus venoso).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PANTALLA	Su Pantalla LCD azul retroiluminada y de alto contraste, permite mostrar la información cardíaca en lpm (latidos por minuto).
AUDÍFONOS	Conecte sus audífonos a la parte inferior del dispositivo y escuche los latidos del bebé de forma individual.
PARLANTE Y VOLUMEN	Escuche la amplificación del ritmo cardíaco del bebé a través de un parlante incorporado al dispositivo y configurar el volumen de manera muy sencilla con los botones frontales.
SONDA INTERCAMBIABLE	Admite el uso de sondas de 2, 2.5 y 3 Mhz.
PRECISIÓN	Su frecuencia de ultrasonido de 2.5 Mhz. lo hace un instrumento adecuado y de gran precisión para la lectura de la frecuencia cardíaca.
AHORRO DE BATERÍA	Pasado unos segundos de inactividad, el dispositivo se apaga para ahorrar batería.
NOMBRE COMERCIAL	Doppler fetal JUMPER JPD-100B.

