

**CARACTERISTICAS GENERALES:**

Validación fotobiológica para uso oftálmico según EN 62471:2008. Por lo tanto, ri-pen® puede fácilmente ser utilizado para el examen de los ojos también.

- ✓ 3V LED (5.300 Kelvin / 40.000 Lux Máximo).
- ✓ Campo de iluminación mejorado por medio de un rayo de luz central.
- ✓ Carcasa de aluminio con pinza metálica, desinfectable.
- ✓ Cierre de metal con enganche para la bata del médico.
- ✓ Tiene la función de encendido y apagado con un simple botón.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ 3 V LED
- ✓ 5.300 kelvin
- ✓ 40.000 lux max.
- ✓ Campo de iluminación: aprox. 40mm diámetro (distancia 15cm)

