

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ Para utilización en pacientes adultos y pediátricos.
- ✓ La pantalla TFT de alta resolución de 2.8 "muestra SpO2, PR, forma de onda y barra de pulso
- ✓ Alarmas audibles y visuales ajustables; indicador de batería baja
- ✓ Luz de fondo y voz ajustables
- ✓ Función de apagado automático
- ✓ Configuración de 127 ID; Almacenamiento y revisión de datos de 72 horas.
- ✓ Software MedView para análisis de datos
- ✓ Bluetooth, soporte del cargador y adaptador AC / DC son opcionales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**SPO2**

- ✓ Rango de Medición: 70%- 100%.
- ✓ Resolución: 1%.
- ✓ Precisión: 70% – 100%: ± 3 Digit.
- ✓ 0% – 69%: no definido.

Frecuencia de pulso

- ✓ Frecuencia de pulso: 30 – 235bpm.
- ✓ Resolución: 1bpm.
- ✓ Precisión: +2bpm or 2%.

Pantalla

- ✓ 2.8" color TFT.
- ✓ SpO2, PR, barra de pulso, onda plestimografica.
- ✓ Brillo : Ajustable 1 – 7 niveles.

Alarma

- ✓ SpO2, PR, sonda desactivada, dedo fuera, nivel de batería bajo.
- ✓ Alarma audio y visual, información.

Data

- ✓ Transmisión de datos por cable USB.
- ✓ Historial: 72 horas.

Requerimiento de Energía:

- ✓ Adaptador AC ó 3 Baterías AA
- ✓ Autonomía 16 Horas.
- ✓ Tensión a la entrada: 110 – 220 VAC
- ✓ Frecuencia: 50/60 Hz

Accesorios Suministrados:

- ✓ Un (01) sensor de SPO2 para adultos.
- ✓ Un (01) CD Software.
- ✓ Un (01) Manual de usuario.

