

**CARACTERISTICAS GENERALES:**

- ✓ Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
- ✓ Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- ✓ Pera de insuflación de látex.
- ✓ Microfiltro para protección de la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- ✓ Membrana resistente a sobrepresiones.
- ✓ Brazalete de nylon con cierre de velcro.
- ✓ Blader (bolsa interna del brazalete) elaborado en látex, con sistema de doble tubo.
- ✓ Carcasa metálica recubierta con pintura negra.

**Accesorios suministrados:**

- ✓ 01 brazalete de nylon con cierre de velcro adulto.
- ✓ 01 estuche de vinilo con cierre.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Escala de medición de 0 a 300 mm Hg.
- ✓ Diámetro de la escala: 49 mm.
- ✓ Precisión:  $\pm 3$  mm Hg.
- ✓ Dimensiones del brazalete adulto: 54.5cm x 14.5cm (largo x ancho).
- ✓ Dimensiones del blader: 24cm x 13cm (largo x ancho).