

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Tipo de tensiómetro digital: De brazo.
- ✓ Tamaño de la pila: AA.
- ✓ Incluye brazalete: Sí.
- ✓ Incluye estuche: Sí.
- ✓ Condición del equipo: Nuevo.
- ✓ Circunferencia máxima del brazalete: 36 cm.
- ✓ Circunferencia mínima del brazalete: 22 cm.
- ✓ Tipos de mediciones: Presión sistólica, Presión diastólica y Frecuencia cardíaca.
- ✓ Cantidad total de memorias: 99.
- ✓ Tipos de alimentación: Pilas.
- ✓ Con indicador de error de movimiento: Sí

**ACCESORIOS:**

- ✓ Tensiómetro digital de brazo
- ✓ Brazalete
- ✓ Pilas AA
- ✓ Estuche
- ✓ Manual
- Presentación en caja

